

Primediac HeartSave PAD - specifikáció

Defibrillátor - Defibrillálás	
Hullám	bifázisos áram
Energia szintek	140-360 J
Töltési idő	<9-15 másodperc (200 J)
Működési mód	automata
Defibrillátor - QRS	
QRS marker	Nincs
Defibrillátor - EKG elvezetés	
Eindhoven (I, II, III)	Igen
Goldberger (avL, avR, avF)	Nem
Páciens ellenállás	20-200 Ohm
Riasztás	
Szívritmus	30-300 / perc
Defibrillátor - VF / VT követés	
VF / VT követés / felismerés	Igen
Analízis idő	6-12 másodperc
VF küszöb	0,2 mV
Aszisztolés küszöb	<0,2 mV
Artefact felismerés	Igen
Pacemaker felismerés / követés	Igen
Defibrillátor - Pulzoximéter	
Nellcor OxiMax	Nincs
Defibrillátor - Monitor	
Monitor (LCD-kék)	Nincs
Mérete	Nincs monitor
Felbontása	Nincs monitor
Elem töltöttségi szint kijelzése	Nincs monitor
Sebessége	Nincs monitor
Szívritmus, defibr. sz., VF/VT sz., telj. újraél. idő kijelzése	Nincs monitor
Defibrillátor - Nyelv	
Beszélt nyelv / nyelvek	Csak magyarul beszél
Defibrillátor - Pacer	
Szív pacemaker (NIP)	
QRS marker	Nincs
Működési módok (fix, demand, override)	

www.defibrillatorok.hu

Minden, ami defibrillátor!

Defibrillátor - Elektródák	
Öntapadó elektródák	Van
Elektródák élettartalma	3 év
Elektróda kábel hossza	1,5 m
Tappancsok: beépített gyermek elektródák	
Defibrillátor - Adatháttér	
Kivehető memóriakártya	Van, CF típusú
Adat és hangfelvétel defibrillálás közben	Van
Hangfelvétel aktív / inaktív	Mindig aktív
ECG Viewer szoftver	Nincs
Defibrillátor - Nyomtató	
Nyomtató típusa	Nincs nyomtató
Papír szélessége	Nincs nyomtató
Nyomtatási szélesség	Nincs nyomtató
Nyomtatási sebesség	Nincs nyomtató
Defibrillátor - Tápellátás	
Elem / akkumulátor	Elem
Elem / akkumulátor típusa	LiMnO ₂ , 15 V, 2 Ah, 3 éves élettartam
Monitorozás időtartalma	Nincs monitor
Töltési idő	Nem tölthető, cserélni kell
Defibrillátor - Extrák	
További extrák, jellemzők	Ütés- és vízálló ház
További szolgáltatások	Ingyenes Standard Kényelmi szolgáltatás

www.defibrillatorok.hu

Minden, ami defibrillátor!

+36 20 805 7017